



## alternatywa dla bursztynowych naczyń do uwalniania

### DissoSHIELD®

to wysokiej jakości ochrona do łaźni, zatrzymująca światło docierające do fotowrażliwych substancji znajdujących się wewnątrz naczyń w trakcie procesu uwalniania.

Dzięki unikalnej konstrukcji, umożliwia kontrolę procesu, poprzez podgląd naczyń przez jedno z trzech drzwiczek rozmieszczonych w obudowie.



W przypadku produktów niewrażliwych na światło, wystarczy zdjąć przednie drzwiczki, aby uzyskać pełny podgląd wszystkich naczyń. Obudowa współpracuje również z systemem kamer [dissoGUARD®](#), który zapewnia doskonałą widoczność niezależnie od fotowrażliwości rozpuszczanych form leku.

#### producent i model łaźni

#### numer katalogowy

**Agilent 708DS**

Agilent 709DS

**Hanson SR8-Plus**

Hanson Vision Classic 6

**Hanson Vision Elite8**

**DG11-1352**

**DG11-1341**

**DG11-1363**

**DG11-1361**

**DG11-1362**